

Desinfektion

hup DES PLUS M



Produktname
Produktbereich

hup DES PLUS M
Desinfektion

Produktbeschreibung

Schnelldesinfektionstücher ohne Alkohol zur Reinigung und Desinfektion von empfindlichen Oberflächen. Ideal geeignet für die Verwendung mit dem XIBU 2WIPE hybrid - dem weltweit ersten automatischen Spender für Feuchttücher.

Verpackungseinheit

100 Tücher / Packung

Art.-Nr. 4450304342

Anwendung | Einsatzgebiet

Biozidverordnung: Universell in Gastronomie, Gesundheitswesen, Industrie, öffentlichen Einrichtungen u.v.m. einsetzbar. Ideal zur Desinfektion von Sportgeräten in Fitnesscentern und zur Desinfektion von Arbeitsbereichen im Krankenhaus und Pflegeeinrichtungen. Nicht im lebensmittelnahen Bereich verwenden.

EU-Medizinprodukteverordnung: Desinfektion von nicht invasiven Medizinprodukten durch fachlich geschultes Personal.

Anwendung: Flächen mit den hup DES PLUS Tüchern vollständig benetzen und einwirken lassen. Kein Nachspülen mit Wasser erforderlich.

UDI-DI

00: UDI-DI 09008353219804

55: UDI-DI 09008353219897

Wirkspektrum

VAH/ÖGHMP	-	1 Min. *
Flächendesinfektion mit Mechanik: bakterizid, levurozid	EN 13624, EN 13727, EN 16615	1 Min. *
begrenzt viruzid	EN 14476	30 Sek. *
Polyomavirus SV40	EN 14476	2 Min. *
Norovirus	EN 14476	30 Min. *
Rotavirus	EN 14476	30 Sek. **
begrenzt viruzid	EN 16777	1 Min. *





hup DES PLUS M

* Hohe Belastung, medizinischer Bereich. ** Medizinischer Bereich.

Alle Prüfungen bei Raumtemperatur.

Materialverträglichkeit

hup DES PLUS M ist für folgende Materialien auf Verträglichkeit getestet: POM (Hostaform), PP (Moplen), PP (Novolen), Plexiglas, PVC, PE-HD (Hostalen), PA, Polysulfon, Linoleumboden, Kautschukboden, Vinylboden, Stahl (Edelstahl). Bei Anwendung auf Aluminium sowie Buntmetallen sollte die Materialverträglichkeit vorab an einer unauffälligen Stelle getestet werden. Eine Anwendung der Lösung auf Polycarbonat, ABS (Novodur) ist nicht empfehlenswert. Bei Kunstleder kann es zu leichten Farbverschiebungen kommen.

Größe

H x B: 20 x 20 cm

Sicherheitshinweis

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Schutzmaßnahmen sind zu beachten.

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets

Produktkennzeichnung lesen. Kindersicher aufbewahren. Nur optisch einwandfreie Ware verwenden.

Lagerung

Aus Qualitätsgründen kühl und trocken lagern.

Produktempfehlung

Ideal geeignet für die Verwendung mit dem XIBU 2WIPE hybrid - dem weltweit ersten automatischen Spender für Feuchttücher. Der patentierte Spender schützt die Tücher vor Austrocknung und Verkeimung. Für alkoholunempfindliche Oberflächen empfehlen wir hup DES FORTE.

BAuA Reg.-Nr.

N-108718

Verkaufseinheit

Packung

Europalette

270 Packungen

Rev. No. 03 / 16.07.2025